

I. Het verzamelen van urine in de urinebus gedurende 24 uur



- ✓ Plas de dag vóór de raafleging 's morgens bij het opstaan in het toilet (bijvoorbeeld om 7 uur).
- ✓ Verzamel nadien alle urine gedurende de dag en de nacht tot en met de ochtendurine van de volgende dag (in het voorbeeld 7 uur) in de urinebus. Zo hebt u een juiste 24 uren urinecollectie verzameld.
- ✓ Sluit de bus goed af met het deksel.
- ✓ Lees op de urinebus het totale volume urine af en noteer het volume van de urinecollectie (=debiet) op het etiket van de tube.
Noteer 'onvolledig' op het etiket van de tube als u urine gemorst hebt of als u toevallig in het toilet hebt geplast.
- ✓ Vul de tube volgens onderstaande instructies (zie punt II)
- ✓ Giet de urinebus leeg in het toilet, spoel ze uit en hergebruik ze eventueel voor een volgende collectie.

II. Het vullen van de tube

Stap 1

- ✓ Kijk na of de urinebus goed afgesloten is.
- ✓ Meng het urine-debiet door de bus enkele malen te kantelen.





Stap 2

- ✓ Verwijder het witte etiket van het deksel van de urinebus.
Let hierbij op de grijze gummi niet aan te raken (hieronder bevindt zich de naald)!



Stap 3

- ✓ Kantel de bus met de insteekopening naar beneden.
- ✓ Duw de stop van de tube in de insteekopening van de urinebus.
- ✓ De tube vult zich met urine.
- ✓ Wanneer de tube gevuld is, verwijder deze voorzichtig uit de urinebus.



Stap 4

- ✓ Breng de met urine gevulde tube mee naar de raadpleging.
Vermeld volgende info op het etiket van de tube: naam, voornaam, volume urinebus, indien van toepassing 'onvolledig'.



Indien u nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met de dienst
Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven – tel. 016 34 70 00